



IDEAL

Lame Pour massicots électriques IDEAL 5560 LT, EBA 5560 LT

PRIX HT

288,30 €

PRIX TTC

345,96 €

01. DESCRIPTION

Pour une coupe toujours nette et précise comme au premier jour, changez la lame de votre massicot électrique IDEAL 5560 LT, EBA 5560 LT. Fabriquées en acier spécial de Solingen, les lames d'origine IDEAL sont réputées pour leur qualité de coupe exceptionnelle ! La lame est un élément primordial de votre massicot. Afin d'obtenir une coupe d'une qualité irréprochable, il est nécessaire de réunir deux éléments : une bonne pression des documents et une lame bien affûtée. Si votre lame de massicot laisse des traces sur la tranche de votre pile de papier ou si la coupe est plus difficile à réaliser, il est recommandé de changer ou d'affûter votre lame de massicot . Pourquoi remplacer la lame de votre massicot électrique IDEAL 5560 LT, EBA 5560 LT ? 1. Qualité de coupe optimale – Une lame usée ou émoussée génère des coupes imprécises, effilochées ou irrégulières. La remplacer garantit une coupe nette et précise à chaque utilisation. 2. Protection de la machine – Une lame en mauvais état oblige le massicot à forcer davantage, ce qui peut accélérer l'usure des autres composants mécaniques (système de pression, guide, etc.). Une lame neuve préserve la longévité de l'appareil. 3. Sécurité et efficacité au quotidien – Une lame affûtée réduit les efforts nécessaires pour couper, limite les risques de blocage ou de glissement du papier, et permet un travail plus rapide et plus sûr pour l'utilisateur. Toutes nos lames proviennent directement des fabricants, ce sont les lames d'origine des massicots . Les lames IDEAL sont en acier spécial de Solingen : elles offrent une qualité de coupe excellente et très nette. Elles permettent de réaliser entre 5000 et 8000 coupes, soit 20h de travail effectif, selon les matériaux coupés.

02. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Désignation complémentaire	Pour massicots électriques IDEAL 5560 LT, EBA 5560 LT			IDEAL
Conditionnement	A l'unité	Type de lame	Papier	
Fabricant	IDEAL	EAN	4019364920530	